



Liquid media

ISO 13485



BANDIO Bio Science | www.bandio.co.kr

Liquid media

- 보관조건: CoA 참조
- 사용기한: CoA 참조

제품명	제품코드	규격	용량	포장단위	용도	
	Lactose Broth (1X) 10ML	TU6220	125mm Tube	10mL	50EA/BOX	유당 발효를 하는 대장균군의 확인에 사용한다. Gas 형성은 대장균군의 존재여부를 예측하는 시험법이다.
	Lactose Broth (2X) 10ML	TU6221	150mm Tube			
	EC Broth (1X) 10ML	TU6210	125mm Tube	10mL	50EA/BOX	44.5°C에서의 대장균 검출에 사용한다. Gas 형성은 대장균군의 존재여부를 예측하는 시험법이다.
	Brilliant Green Bile Broth 2% (1X) 10ML	TU6200	125mm Tube	10mL	50EA/BOX	식품, 유제품, 물, 폐수 또는 위생상 중요한 재료에서 대장균군 배양에 사용한다. 발효는 Gas 생성으로 확인한다.
	Brilliant Green Bile Broth 2% (2X) 10ML	TU6201	150mm Tube			
	Alkaline Peptone Water 225ML	TU6180	250mL Bottle	225mL	20EA/BOX	식품 시료에서 비브리오의 증식에 사용한다.
	인산완충희석액 225ML	TU9032	250mL Bottle	225mL	20EA/BOX	식품 시료의 부유 및 희석에 사용한다.
	멸균생리식염수 225ML	TU9031	250mL Bottle	225mL	20EA/BOX	일반 시료의 희석용으로 사용한다.
	TSB&10% NaCl 225ML	TU6052	250mL Bottle	225mL	20EA/BOX	식품 시료에서 황색포도상 구균의 선택적 배양에 사용한다.
	TSB 225ML	TU6051	250mL Bottle	225mL	20EA/BOX	일반적인 미생물 배양에 사용한다.
	mTSB Broth W/NOVOBIOCIN 225ML	TU6053	250mL Bottle	225mL	20EA/BOX	식품 시료, 특히 육류와 가금류 시료에서 대장균 O157:H7의 선택적인 증식에 사용한다.
	Listeria Enrichment Broth 225ML	TU6190	250mL Bottle	225mL	20EA/BOX	식품 시료에서 리스테리아의 선택적 증식에 사용한다.
	Buffered Peptone Water 225ML	TU6181	250mL Bottle	225mL	20EA/BOX	식품 시료에서 살모넬라 증식에 사용한다.

